

Fiche Technique

calgonit AC

Détergent alcalin à base de chlore actif



Avantages du produit

- sans phosphate
- peu moussant
- détergence renforcée grâce au chlore actif

Domaines d'application

calgonit AC est un détergent liquide, concentré alcalin à base de chlore actif pour le nettoyage au quotidien des machines à traire, ustensiles à lait, tanks à lait et citernes de collecte. calgonit AC convient à toutes les duretés de l'eau et mousse peu.

Utilisation

1. Rincer abondamment à l'eau tiède pour enlever tout résidu de lait
2. Nettoyer avec une solution à 0,5 - 0,7% (5-7 g/l), à 40 - 80°C, avec un temps de contact de 10-20 minutes
3. Bien rincer avec de l'eau potable après l'application.

Données techniques

Aspect	liquide clair, jaunâtre
Odeur	faible odeur de chlore
Masse volumique (g/cm ³)	1,18
p-valeur (1%)	2,2
Teneur en chlore actif	3,8
Stockage	-10°C - 35°C

Conseils pour l'utilisation

Bien refermer le récipient après prélèvement.
Conserver le produit au frais et à l'abri de la lumière (dégradation du chlore).
Protéger du gel.
Ne pas mélanger à d'autres nettoyants.

Composants alcalis, stabilisateurs de dureté, booster de détergence

Pour plus d'information se référer à la fiche de données de sécurité.

Conseils et Gestion de l'hygiène

Calvatis GmbH

Am Hafen 16

68526 Ladenburg

Tel. +49 6203 105-0, Fax +49 6203 105-111

Cette feuille de renseignements souhaite vous aider dans l'utilisation de nos produits et vous informer à leur sujet en détail. Les indications données sont basées sur nos expériences techniques actuelles et doivent être appliquées dans le cas d'un fonctionnement normal. Pour une application spéciale, veuillez contacter notre service de consultation. Les indications de cette brochure ainsi que nos autres recommandations ne sont pas une garantie pour certaines conditions ou aptitudes de ce produit à un certain fonctionnement. Veuillez consulter nos conditions de vente générales, chiffre No. 5.